



Farbmuster für Dewert-Liegen

Das Material "staynu"

ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug. Die revolutionäre Technologie „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Diese Neuheit feierte am 01.09.2020 Premiere!

"staynu" Bezugsfarben



White 64-702



Pearl 64-703




Birch 64-704




Cappucino 64-705



Cashmere 64-706




Chestnut 64-707




cherry-64-708



carob-64-709



mocca-64-710



ashgrey 64-711



slate grey-64-712



black-64-716



blue-64-717



stone-blue-64-701

"staynu" ... bleib neu

Was hilft die schönste zum Farbkonzept passende Polsterfarbe einer Behandlungsliege, wenn Blutflecken, Jeanshosenabrieb oder Kugelschreiber die Oberfläche verunreinigen. Das sieht nicht nur unhygienisch und unansehnlich aus, auch Patienten werden dadurch abgeschreckt.

Das Material "staynu"

ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug. Die revolutionäre Technologie „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor. Diese Neuheit feierte am 01.09.2020 Premiere!

Ob im Krankenhaus oder in der Praxis: Das neue Skai Toronto EN - staynu ist extrem kratz-, reiß- und abriebfest; das Material ist nahezu resistent gegen sämtliche Alltagsverschmutzung und kann problemlos mit alkoholbasierten Lösungen (z.B. 70%-Isopropanol) gereinigt werden.

Damit gehören unhygienische und unschöne Polsteroberflächen durch nicht entfernbare Verschmutzungen der Vergangenheit an. Selbst hartnäckige Flecken von Blut, Schweiß, Körperfett, Urin, Jod/Betaisodona, Kugelschreibern, Permanent-Marker, Lippenstift, Schuhcreme/Lederfarbe, Jeanshosenabfärbungen können auch noch nach vielen Stunden problemlos vom Polsterbezug entfernt werden. Dieses ist bei keinem anderen Polsterbezugsmaterial möglich!

Das Material ist ab sofort lieferbar und wird in der Einführungsphase ohne Mehrpreis sein!!

Das Debut des Jahres 2020 im Kunstledersektor:

Skai® Toronto mit der Innovation von staynu!

Unser bestes Bezugsmaterial für Ihre Untersuchungs-/Behandlungsliege! Warum ist es das Beste?

Die revolutionäre Staynu-Technologie hält das Erscheinungsbild Ihres Liegenpolsters lange Zeit in Topform. Staynu ist die neue, unsichtbare und haptisch angenehm weiche Schutzschicht Ihres Kunstlederbezuges: (Nur mechanische Beschädigungen wie Schnitte, Durchstossen etc. können diesem noch etwas anhaben) Skai® Toronto mit der innovativen staynu-Technologie hat einzigartige Materialeigenschaften: • Hervorragende Reinigungsfreundlichkeit Hartnäckige Flecken können bei Behandlung zum Beispiel mit Isopropanol (70% Alkoholgehalt !!!) ohne Spuren entfernt werden!!

Problemflecken von Blut, Urin, Stiften, Körperfett, Jod ... sind vorbei !!!

- Sehr gute Antischmutz- und Migrationsresistenz
- Sehr gute Desinfektionsmittelbeständigkeit
- Hohe Reiß- und Kratzfestigkeit
- Hohe Abriebfestigkeit (> 300.000 Martindale invers)
- Sehr gute Lichtechtheit (Stufe 6)
- Flammhemmende Ausrüstung nach DIN EN 1021-1+2, BS 5852 IS-0+1, IMO FTPC P8, MVSS 302
- Verantwortungsvolle, umweltverträgliche Herstellung
- Langlebig, wirtschaftlich, ökologisch, Nachhaltig
- Skai® Toronto gibt es in 17 eleganten, modernen Farben

Nachfolgend Gründe, weshalb dieses Material für Ihre Untersuchungs- /Behandlungsliege ein echter Mehrwert ist:

- Oberflächen werden durch staynu schmutzabweisend und strapazierfähig wie nie zuvor: Staynu ist die neue, unsichtbare und die haptisch angenehm weiche Schutzschicht Ihres Kunstlederbezuges: Wenn es nach Jahren intensiver Nutzung wie neu wirkt, ist es Skai® Toronto mit staynu

- Innovation mit hoher Schmutzresistenz und Reinigungsfreundlichkeit Dank der neuartigen, besonders unempfindlichen Oberflächen-Finishierung durch staynu- Technologie ist die regelmäßige Pflege stark frequentierter Oberflächen so einfach wie nie.

Eine spezielle Beschichtung versiegelt die Oberfläche, sodass Schmutzpartikel nicht anhaften oder – falls doch – nicht tief in die Beschichtung eindringen können. Selbst mutwilliges Verunstalten ist kein Grund, Ihr Liegenpolster neu zu beziehen oder gar auszutauschen. Mit geeigneten Reinigungsmitteln lassen sich unter anderem Flecken entfernen wie:

- Permanent-Schreibstifte, Kugelschreiber, Marker, Gel-Stifte
- Blut, Urin
- Jod, Betaisodona
- Kosmetika wie Lippenstift, Make-up
- Abfärbungen von Jeans und sogar Schuhcreme

- Reinigen leicht gemacht durch staynu Wir empfehlen für leichte Verunreinigungen eine Reinigung mit milder Seifenlauge oder skai® Reiniger und einem Mikrofasertuch. Hartnäckige Flecken, die früher das Aus für Kunstlederfolien waren: Blut, Kugelschreiber, Jeanshosenabrieb etc. lassen sich mit Isopropanol (70% Alkoholgehalt, kein Problem!) bestens entfernen. Eine Behandlung der Oberfläche mit Spezialpflegemitteln ist nicht erforderlich. (Scheuer- oder Bleichmittel sollten unbedingt vermieden werden.)

- Desinfektion: Skai® Toronto EN ist für alkoholbasierte Desinfektionsmittel bestens geeignet. Nach dem Medizinproduktegesetz sind wir verpflichtet, eine Auswahl von Desinfektionsmitteln anzugeben, die problemlos eingesetzt werden können. Continental hat eine Vielzahl gängiger Desinfektionsmittel getestet, die alle ausnahmslos verwendet werden können.

Aufgrund der großen Anzahl von Desinfektionsmitteln kann dies nur eine Auswahl sein. Wenn Sie die von Ihnen verwendeten Mittel nicht finden können, kontaktieren Sie uns bitte.

- Innovation mit hoher Lichteinheit des Materials Dank der speziellen Schutzschicht durch die staynu-Technologie ist auch ein allmähliches Verblässen bei dauerhafter Lichteinstrahlung kein Thema,

– die Oberfläche ist lichtecht.

- Staynu: Langlebig, wirtschaftlich, ökologisch, Nachhaltig: Durch die außergewöhnliche Reinigungsfreundlichkeit des Skai® Kunstleders Toronto EN wird das Material bei der Reinigung weniger belastet. Das verlängert deutlich die Nutzungsdauer und verbessert die Wirtschaftlichkeit. Produktion und Oberflächen-Finishierung erfolgen in Deutschland auf speziellen Maschinen.

Bei der Herstellung verfolgt Continental bestmöglich das Prinzip der Nachhaltigkeit:

- Einsatz eines alternativen, phthalatfreien Weichmachers
- lösemittelfreie, emissionsarme Finishierung
- energieeffiziente Fertigung - konsequente Vermeidung von Abfällen



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • info@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für gewerbliche Kunden, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>